

HALLUX VALGUS ORTESE EPITHELIUMFLEX® 02

Den smidige hallux valgus ortese giver mulighed for at afslappe stortåen, begrænse den indadrettede stilling og således optimere den fremadrettede bevægelse. Dens eksterne EPITHELIUMFLEX® bånd tillader også at absorbere tryk og gnidninger mod eksostosen (knysten). Endelig bidrager kompressionsbæltet omkring mellemfoden til at begrænse forfodens fladtrykning og udvidelse.

KONTRAINDIKATIONER:

- Ubevægelig stortå.
- Må ikke bruges i tilfælde af hudlæsioner.
- Vedrørende personer som lider af arteritis, diabetes, polyneuritis, neuropati i underkølede lemmer eller bensår. Brug aldrig produktet på et sår, hold opsyn med foden under brug og ledsørg under alle omstændigheder din læge eller din fodlæge.

FORSIKTIGHEDSREGLER:

- Vask for første anvendelse.
- Kontrollér først og fremmest at stortåen stadig kan bevæge sig ud til siden, når den manipuleres. Brug ikke denne anordning, hvis det ikke er tilfældet.
- Brug ikke dette produkt om natten.
- Ortesen kan bæres både på højre og venstre fod.

PÅSÆTNING:

- Før forfoden ind i bæltet.
- Sæt dernæst hæften på stortåen.
- Anbring Epithelium™ brikken (a) bagved knysten (b). (Se tegning 1).

INDSTILLING:

- Forsøg ikke at genoprette stortåens akse fuldstændigt, første gang ortosen bruges.
- Genopret stortåens akse gradvist igen i løbet af de første 10 anvendelser ved at trække anordningen bagud. (Se tegning 2).
- Anordningen kan bruges hver dag for at opnå en optimal effektivitet.

VEDLIGEHOOLDSE:

- Vask i vaskemaskine ved 30°C eller i hånden (uden at gnide).
- Produktet skal kasseres og udskiftes hvis der opstår revner i gelen, stoffet eller i kappen.
- Lad tørre naturligt. Må ikke stryges.

SAMMENSÆTNING: 52% silikone, 48% stof i polyamid/elastan.

I tilfælde af smerter eller andre utilsigtede reaktioner, skal egen læge kontaktes. Er silikonen i kontakt med huden, kan det forårsage irriterende, såsom blærer (< 0,1%). Alle utilsigtede hændelser, der er forårsaget af udstyret, skal rapporteres til producenten og den relevante sundhedsmyndighed.

MILLET Innovation kan ikke draget til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Referencesproget er fransk. Oprindeligt CE-mærkning: 2014.

Kan vaskes i maskine ved 30°C.	Tåler ikke strykningsmaskin eller ång.	Tåler ikke kemisk rensning.
Tåler ikke klorblegning.	Tåler ikke tørretumbler.	Se emballagen.

HALLUX VALGUS-ORTOS EPITHELIUMFLEX® 02

Den mjuka hallux valgus-ortosen ändrar stortåns riktning, begränsar inåtrötningen och optimerar riktningen framåt. Den utvändiga EPITHELIUMFLEX®-senan absorberar även trycket och friktionen på exostosen (utväxten). Metatarsalstödbandet bidrar till att begränsa hoptryckningen och utvidgningen av framfoten.

VARNINGSTEXT:

- Orörlig stortå.
- Får inte användas på skadad hud.
- Personer som lider av artärrinflammation, diabetes, polyneurit, muskelatrofi i benen eller åderbråckssår får aldrig använda produkten på ett sår, och bör övervaka foten under användningen. Rådfråga en läkare eller fotvårdsspecialist.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Bör tvättas innan den första användningen.
- Kontrollera först och främst att stortån fortfarande kan röra sig i sidled vid manipulering. Om så inte är fallet, låt bli att använda produkten.
- Produkten får inte användas under natten.
- Ortosen kan användas både på höger och vänster fot.

HUR DU SÄTTER PÅ ORTOSEN:

- Sätt framfoten i bandet.
- För sedan in stortån i hättan.
- Placera Epithelium™-remsan (a) bakom utväxten (b). (se bild 1).

INSTÄLLNING:

- Försök inte att placera stortån i helt rätt riktning vid första användningen.
- Ändra stortåns riktning stegvis de tio första gångerna du använder ortosen genom att dra produkten bakåt. (se bild 2).

Produkten kan användas varje dag för optimal effektivitet.

SKÖTSEL:

- Tvätta efter användning vid 30°C eller för hand (försiktigt).
- Kassera genast och ersätt med ny produkt om det uppstår sprickor i gelen eller skador på material eller sömmar.
- Låt lufttorka. Får inte strykas.

SAMMANSÄTTNING: 52% silikon, 48% polyamid/elastanväv.

Kontakta läkare vid smärta eller annan ovanlig reaktion. Silikonensan i kontakt med huden kan orsaka mekanisk irritation som skavsår (< 0,1 %). Alla allvarliga incidenter med produkten måste rapporteras till tillverkaren och inköpsställe.

Företaget MILLET Innovation kan inte hållas ansvarigt om produkten har använts på ett sätt som inte överensstämmer med tillverkarens rekommendationer. Referensspråk är franska. Ursprunglig CE-märkning: 2014.

Kan maskintvättas i 30°C.	Får inte strykas eller ångas.	Får inte kemtvättas.
Använd inte blekmedel.	Tål inte torktumlning.	Se förpackningen.

HALLUX VALGUS-ORTEESI EPITHELIUMFLEX® 02

Käyttötarkoitus: Joustavan hallux valgus-orteesin avulla voi korjata isovarpaan asentoa ja optimoida sen työntöivoiman. Sen ulkoinen EPITHELIUMFLEX®-jänne absorboi liikavarpaan paineen ja hankauksen. Sen jalkapöydän ympäröivä kiinnitysnauha vähentää jalan etuosan litistymistä ja lievimistä.

VASTA-AIHEET:

- Isovarvas ei liiku.
- Älä käytä haavaisella tai vahingoittuneella iholla.
- Henkilöt, jotka kärsivät valtimotulehduksista, diabeteksesta, polyneuritista, alaraajojen neuropatiasta tai säärinvaivoista: älä koskaan käytä tuotetta haavalla tai diabeteksen aiheuttamalla haavaumalla, seuraa jalkaa koko käytön ajan ja pyydä lääkärin tai jalkahoitajan neuvoa.

VAROTOIMENPITEIT:

- Pestävä ennen käyttöönottoa.
- Ennen kaikkea on tarkastettava, että isovarvas voi liikkua sivusuunnassa, kun sitä käsitellään. Jos näin ei ole, laitetta ei saa käyttää.
- Älä käytä tätä tuotetta yöllä.
- Orteesia voi käyttää yhtä hyvin oikeassa kuin vasemmassa jalassa.

PAIKALLEENLAITTO:

- Laita jalan etuosa hinnaan.
- Laita isovarvas sitten sille varattuun paikkaan.
- Laita Epithelium™-pastilli (a) liikavarpaan taakse (b). (katso kuva 1).

SÄÄTÖ:

- Ensimmäisellä käyttökerralla ei saa yrittää korjata isovarpaan asentoa kokonaan.
- 10 ensimmäisellä käyttökerralla isovarvasta on suunnattava vähitellen enemmän vetämällä laitetta taaksepäin. (katso kuva 2).

Laitetta täytyy käyttää joka päivä, jotta sen teho olisi optimaalista.

HOITO:

- Pese käytön jälkeen pesukoneessa 30°C:ssa tai käsin (älä hankaa).
- Hävitä heti laite ja vaihda se uuteen, jos geelissä näkyy halkeamia tai kankaassa tai saumoissa on vaurioita.
- Anna kuivua luonnollisesti. Ei saa silittää.

KOOSTUMUS: 52% silikonia, 48% polyamidi/elastaanikangasta.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee kipua tai jokin muu epätavallinen reaktio. Ihoa vasten oleva silikoninen keinojänne voi ärsyttää ihoa mekaanisesti, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi rakkuloita (< 0,1 %). Kaikista laitteeseen liittyvistä merkittävistä tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja asianmukaisesti terveysviranomaiselle.

MILLET Innovation ei ole vastuussa, jos tuotetta käytetään valmistajan suositusten vastaisesti. Ranskan on viittaus kieli. Alkuperäinen CE-merkintä: 2014.

Konepesu 30 °C.	Ei sillitystä tai höyryä.	Ei kiupeavaa.
Ei klooria.	Ei koneellista kuivausta.	Katso pakkausta.

HALLUX VALGUS-ORTOSE EPITHELIUMFLEX® 02

BRUKSOMRÅDE: Denne myke hallux valgus-ortosen retter opp stortåen, begrenser pronasjonen og minsker dermed gangforstyrrelsen. Den eksterne EPITHELIUMFLEX®-senen absorberer også trykk og gnissing mot eksostosen (utveksten). Støtebandet på mellomfoten letter til slutt byrden på forfoten og hindrer at den utvider seg.

KONTRAINDIKASJONER:

- Immobil stortå.
- Må ikke brukes på lesjoner i huden.
- Spesielle forholdsregler for personer med årebetennelse, diabetes, polynevrit, neuropati i nedre ben eller åreknuter: Bruk aldri produktet på sår eller sårddannelser, følg med på foten under bruk og spør legen eller fotterapeuten din om råd.

FORHOLDSREGLER VED BRUK:

- Må vaskes før bruk.
- Kontrollér først og fremst at stortåen fremdeles kan bevege seg til siden hvis du prøver å bevege den med hendene. Hvis det ikke er tilfellet, skal du ikke bruke denne ortosen.
- Bruk ikke dette produktet om natten.
- Ortosen er konstruert slik at du kan bruke den på både høyre og venstre fot uten å merke forskjell.

SLIK TAR DU PÅ DEG PRODUKTET:

- Ta bindet på forfoten.
- Kapsle deretter inn stortåen.
- Se til at Epithelium™-puten (a) er bak utveksten (b). (se figur 1).

JUSTERING:

- Når du bruker ortosen første gang, ikke forsøk å rette stortåen helt opp.
- Rett opp stortåen gradvis i løpet av de 10 første gangene du bruker ortosen, ved å trekke den bakover. (se figur 2).

Du kan bruke ortosen daglig for å få optimal effekt.

VEDLIKEHOLD:

- Vaskes i maskin etter bruk, ved 30 °C eller for hånd (uten å gni).
- Kasser og bytt ut produktet så snart det oppstår sprekker i gelen, eller hvis det er blitt skadet på stoffet eller på sømmene.
- La tørke i friluft. Må ikke strykes.

SAMMENSETNING: 52% silikon, 48% stoff av polyamid/elastan.

Hvis det oppstår smerter eller andre uvanlige reaksjoner, må du kontakte legen din. Når den er i kontakt med huden, kan senebeskyttelsen av silikon forårsake mekanisk irritasjon, som for eksempel blimler (< 0,1 %). Allvorige hendelser i forbindelse med bruken av produktet skal man melde fra om, til produsenten og til den kompetente myndigheten. Selskapet MILLET Innovation kan ikke holdes ansvarlig ved feil bruk som ikke samsvarer med produsentens anbefalinger. Fransk er referansespråket. Opprinnelig EU-merking: 2014.

ΟΡΘΩΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ EPITHELIUMFLEX® 02

ΕΠΙΘΗΛΙΟΜΦΛΕΞ®: Το εσωκρίππο ορθωτικό βοήθημα για τον βλαισό (κότσι) του μεγάλου δακτύλου επιτρέπει την προσαρμογή του άξονα του μεγάλου δακτύλου, τον περιορισμό του πηγισμού και επομένως τη βελτιστοποίηση της κίνησης. Ο εξωτερικός του τένοντας EPITHELIUMFLEX® επιτρέπει έτσι την απορρόφηση και την τριβή στην εξόστωση («κρεμμυδί»). Τέλος, ο μεταταρσικός δακτύλιος συγκράτησης βοηθάει στον περιορισμό της σύνθλιψης και τη διεύρυνση του μετατάριου.

ΑΝΤΕΝΔΕΞΙΣ:

- Μεγάλο δάκτυλο που δεν κινείται.
- Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση αλλοίωσης στο δέρμα.
- Περίπτωση ατόμων με αρτηρίτιδα, διαβήτη, πολυνευρίτιδα, νευροπάθεια των κάτω άκρων ή εσλάκωμα κίρσο: ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πλήρη διατριχη κάκωση. Ελέγχετε το πόδι κατά τη χρήση και ζητήστε συμβουλές από τον ιατρό ή τον ποδολόγο σας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Να πλυθεί πριν από την χρήση.
- Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι το μεγάλο δάκτυλο κινείται ακόμα πλαιγώς κατά το χειρισμό. Εάν δεν κινείται, μη χρησιμοποιείτε το βοήθημα.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της νύκτας.
- Το ορθωτικό βοήθημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο δεξί είτε στο αριστερό πόδι.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

- Περάστε το μετατάριο στο δάκτυλο.
- Στη συνέχεια καλύπτε το μεγάλο δάκτυλο.
- Τοποθετήστε το δίσκιο από Epithelium™ (a) στο πίσω μέρος του κρεμμυδιού (β). (Δείτε σχήμα 1).

ΡΥΘΜΙΣΗ:

- Κατά την πρώτη χρήση, μην προσπαθήσετε να κεντράρετε πλήρως το μεγάλο δάκτυλο.
- Κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 χρήσεων, κεντράρετε σταδιακά το μεγάλο δάκτυλο τραβώντας τη διάταξη προς τα πίσω. (Δείτε σχήμα 2).


Η διάταξη μπορεί να φοριέται καθημερινά για βελτιστή αποτελεσματικότητα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- Μετά από τη χρήση, πλύντε στο πλυντήριο στους 30°C ή πλύντε στο χέρι (χωρίς τρίψιμο).
- Απορρίψτε το προϊόν και αντικαταστήστε το αν εμφανιστούν ρωγμές στη γέλη ή βλάβες στο πλέγμα ή τις ραφές.
- Αφίστε το προϊόν να στεγνώσει φυσικά. Δεν σιδερώνεται.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 52% σιλίκονη, 48% ύφανση πολυαμιδίου/ελαστίνης.

Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αν αισθανθείτε πόνο ή παρουσιάσετε κάποια ασηνήση αντιδραση. Η σιλικόνη τένοντα που έρχεται σε επαφή με το δέρμα ενδέχεται να προκαλέσει μηχανικό ερεθισμό, όπως φουσκάλες (< 0,1%). Κάθε σοβαρό συμβάν που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Η MILLET Innovation δεν ευθύνεται σε περίπτωση χρήσης που δεν είναι σε συμμόρφωση με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η γλώσσα αναφοράς είναι η γαλλική. Αρχική σήμανση C: 2014.



CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DANS MOINS DE 10g
CONCENTRATED TECHNOLOGY WEIGHING LESS THAN 10g

DÉCOUVREZ LA GAMME EPITACT® SPORT
DISCOVER THE EPITACT® SPORT RANGE

www.epitact.com

ORTHÈSE HALLUX VALGUS EPITHELIUMFLEX® 02

HALLUX VALGUS BRACE / HALLUX VALGUS SCHIENE / ORTESI PER ALLUCE VALGO / ÓRTESE HALLUX VALGUS / ORTHESE HALLUX VALGUS / ORTESIS HALLUX VALGUS / HALLUX VALGUS ORTESE / HALLUX VALGUS-ORTOS / HALLUX VALGUS-ORTEESI / HALLUX VALGUS-ORTOSE / ΟΡΘΩΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

MILLET INNOVATION
ZA Champgrand
26270 Lorio/Drôme-FRANCE
contact@epitact.com
www.epitact.com

Kan vaskes i maskin ved 30°C.	Må ikke strykes eller dampes.	Må ikke tørkes i tørketrommel.
Må ikke vaskes i klor eller klor.	Må ikke tørkes i maskin.	Se emballasjen.
Πλύνεται στο πλυντήριο στους 30°C.	Δεν σιδερώνεται, ούτε και με ατμό.	Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα.
Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.	Δεν στεγνώνεται στο στεγνωτήριο.	Δείτε συσκευασία.

Produit issu de la recherche MILLET Innovation. Product designed by MILLET Innovation R&D.

FRANÇAIS

epitact^{SPORT}

ORTHÈSE HALLUX VALGUS EPITHELIUMFLEX® 02

INDICATIONS:
L'orthèse souple de l'hallux valgus permet de réaxer le gros orteil, de limiter la pronation et ainsi d'optimiser la propulsion. Son tendon externe EPITHELIUMFLEX® permet aussi d'absorber les pressions et les frotements sur l'exostose ("oignon"). Enfin, son bracelet métatarsien de contention aide à limiter l'écrasement et l'élargissement de l'avant-pied.

- CONTRE-INDICATIONS :**
- Gros orteil non mobile.
 - Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
 - Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polynevrite, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères variqueux : ne jamais utiliser le produit directement sur une plaie, un mal perforant, surveiller le pied pendant l'utilisation et dans tous les cas demander conseil à votre médecin ou podologue.

- PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**
- Laver avant la 1^{ère} utilisation.
 - Avant tout, vérifiez que le gros orteil peut encore bouger latéralement lorsqu'on le manipule. Si ce n'est pas le cas, ne pas utiliser ce dispositif.
 - Ne pas utiliser ce produit durant la nuit.
 - L'orthèse peut être portée indifféremment sur le pied droit ou le pied gauche.

- MISE EN PLACE :**
- Passer l'avant-pied dans le bracelet.
 - Encapuchonner ensuite le gros orteil.
 - Placer la pastille en Epithelium™ (a) en arrière de l'oignon (b). (Voir schéma 1).
- RÉGLAGE :**
- Lors de la première utilisation, ne pas essayer de réaxer complètement le gros orteil.
 - Lors des 10 premières utilisations, réaxer progressivement le gros orteil en tirant le dispositif vers l'arrière. (Voir schéma 2).

Le dispositif peut être porté quotidiennement pour obtenir une efficacité optimale.

- ENTRETIEN :**
- Laver après utilisation en machine à 30°C ou à la main (sans frotter).
 - Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de fissures dans le gel ou de dégradation du tissu ou des coutures.
 - Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

COMPOSITION : 52% silicone, 48% tissu polyamide/elasthaane.

En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Le tendon silicone en contact peut générer des irritations mécaniques, telles des ampoules (< 0.1%). Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2014.

- Lavable en machine à 30°C.
- Pas de repassage, ni de vapeur.
- Pas de chlorage.
- Pas de nettoyage à sec.
- Voir emballage.

ENGLISH

epitact^{SPORT}

HALLUX VALGUS BRACE EPITHELIUMFLEX® 02

INDICATIONS:
This flexible hallux valgus brace helps to realign the big toe, limit pronation and thereby optimise propulsion. Its EPITHELIUMFLEX® external support absorbs pressure and friction on the exostosis («bunion»). Finally, its supportive metatarsal wrap helps to limit crushing and flattening of the forefoot.

- CONTRAINDICATIONS:**
- Big toe not mobile.
 - Do not use on a skin lesion.
 - Individuals with arterial disease, diabetes, polyneuritis, neuropathy of the lower limbs or varicose ulcers: never use the product over an open wound or diabetic foot ulcer. Monitor the foot during use and ask your doctor or podiatrist for advice.

- PRECAUTIONS FOR USE:**
- Wash before first use.
 - First of all, make sure that the big toe can still move sideways when manipulated. Otherwise, do not use this product.
 - Do not use this product at night.
 - The brace can be worn on either the right foot or the left foot.

- FITTING INSTRUCTIONS:**
- Slip the front of the forefoot into the wrap.
 - Then slip the brace over the big toe.
 - Position the Epithelium™ pad (a) behind the bunion (b). (See diagram 1).

- ADJUSTMENT:**
- When using for the first time, do not try to completely realign the big toe.
 - Over the course of the first 10 uses, gradually realign the big toe by pulling the brace backwards. (See diagram 2).

The brace may be worn daily for optimum results.

- WASHING INSTRUCTIONS:**
- Washing after use at 30°C or wash by hand (without rubbing).
 - Discard and replace the device as soon as cracks in the gel or fabric or seam damages occur.
 - Leave to dry naturally. Do not iron.

COMPOSITION: 52% silicone, 48% polyamide/elastane fabric.

In case of pain or any other unusual reaction, contact your doctor. The silicone tendon in contact with the skin may cause mechanical irritations, such as blisters (< 0.1%). Any major incidents involving the device must be reported to the manufacturer and the relevant health authority.

MILLET Innovation cannot be held liable in cases where the manufacturer's recommendations have not been followed during use. French is the reference language. CE initial marking: 2014.

- Machine washable at 30°C.
- Do not iron or steam.
- Do not bleach.
- Do not tumble-dry.
- See packaging.

DEUTSCH

epitact^{SPORT}

HALLUX VALGUS SCHIENE EPITHELIUMFLEX® 02

INDIKATION:
Die flexible Hallux valgus Korrekturschiene ermöglicht es, den großen Zeh zurückzuschieben, die Pronation einzugrenzen und somit die Antriebsphase zu optimieren. Ihr externes Band aus EPITHELIUMFLEX® verteilt den Druck und nimmt Reibungen auf dem Hallux valgus («Ballenzeh»). Das Kompressionsband um den Mittelfuß ermöglicht es, das Einquetschen und die Spreizung des Vorfußes einzugrenzen.

- GEGENANZEIGEN:**
- Unbeweglicher großer Zeh.
 - Nicht über einer Hautverletzung tragen.
 - Für Personen mit Arteriitis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathie der unteren Extremitäten oder venösen Ulzera: Dieses Produkt keinesfalls auf einer Wunde, einer Hautverletzung verwenden, den Fuß während der Verwendung beobachten und gegebenenfalls Ihren Arzt oder Fußpfleger um Rat fragen.

- VORSICHTSMASSNAHMEN:**
- Vor der ersten Anwendung waschen.
 - Überprüfen Sie vor allem, dass sich der große Zeh seitlich bewegen lässt. Im gegensätzlichen Fall dieses Produkt bitte nicht verwenden.
 - Dieses Produkt nicht während der Nacht verwenden.
 - Die Korrekturschiene kann sowohl am rechten als auch am linken Fuß getragen werden.

- ANLEGEN:**
- Den Vorderfuß in das Band einführen.
 - Die Kappe über den großen Zeh ziehen.
 - Den Epithelium™ Pad (a) hinter dem Vallus valgus (b) platzieren. (siehe Abb. 1).

- EINSTELLEN:**
- Bei der ersten Verwendung bitte nicht versuchen, die Position des großen Zehs völlig zu begradien.
 - Im Laufe der ersten 10 Verwendungen muss der große Zeh schrittweise gerade positioniert werden, indem das Kompressionsband nach hinten gezogen wird. (siehe Abb. 2). Für eine optimale Wirkung kann das Produkt täglich getragen werden.

- PFLERGE:**
- Nach Gebrauch in der Waschmaschine bei 30°C waschen oder von Hand waschen (nicht reiben).
 - Das Produkt entsorgen und ersetzen, sobald Risse im Gel oder eine Abnutzung des Gewebes oder der Nähte auftreten.
 - An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

ZUSAMMENSETZUNG: 52% Silikon, 48% Polyamid/Elasthan.

Bei Schmerzen oder einer anderen ungewöhnlichen Reaktion wenden Sie sich an Ihren Arzt. Die mit der Haut in Berührung kommende Silikon-Sehne kann zu mechanischen Reizungen wie Blasen führen (< 0,1%). Schwere Zwischenfälle, die in Zusammenhang mit dem Produkt stehen, sind dem Hersteller und der zuständigen Gesundheitsbehörde zu melden. MILLET Innovation übernimmt keine Haftung im Fall von unsachgemäßem Verwendung entgegen den Empfehlungen des Herstellers. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2014.

MILLET Innovation non potrà essere ritenuta responsabile in caso di utilizzo non conforme alle raccomandazioni del fabbricante. Il francese è la lingua di riferimento. Marcatura CE iniziale: 2014.

- Maschinenwäsche 30°C.
- Nicht bügeln (kein Dampf).
- Bleichen mit Chlor nicht erlaubt.
- Nicht trommel-trocknen.
- Siehe Verpackung.

ITALIANO

epitact^{SPORT}

ORTESI PER ALLUCE VALGO EPITHELIUMFLEX® 02

INDICAZIONI:
L'ortese flessibile per alluce valgo permette di rimettere in asse l'alluce, di limitarne la pronazione e quindi di ottimizzarne la propulsione. Il tirante esterno EPITHELIUMFLEX® permette anche di assorbire le pressioni e gli sfregamenti sull'esostosi ("cipolla"). La fascia tubolare di contenimento, infine, permette di limitare l'appiattimento e l'allargamento dell'avampiede.

- CONTROINDICAZIONI:**
- Non utilizzare nel caso in cui l'alluce non sia mobile.
 - Non utilizzare su una lesione cutanea.
 - Persone che soffrono di arterite, diabete, polinevrite, neuropatia degli arti inferiori o ulcere varicose: non utilizzare mai il prodotto su una ferita o un'ulcera del piede diabetico. Controllare il piede durante l'utilizzo e chiedere consiglio al medico o al podologo.

- MISURE PRECAUZIONALI:**
- Lavare prima del primo utilizzo.
 - Innanzitutto, verificare che l'alluce riesca ancora a muoversi lateralmente quando lo si manipola. Altrimenti, non utilizzare questo dispositivo.
 - Non utilizzare il prodotto durante la notte.
 - L'ortese può essere portata indifferentemente sul piede destro o sinistro.

- POSIZIONAMENTO:**
- Infilare l'avampiede nella fascia di contenimento.
 - Incapucciare in seguito l'alluce.
 - Posizionare la pastiglia in Epithelium™ (a) dietro la cipolla (b) (vedere lo schema 1).

- REGOLAZIONE:**
- Quando lo si utilizza la prima volta, non tentare di rimettere completamente in asse l'alluce.
 - Nei primi 10 utilizzi, rimettere progressivamente in asse l'alluce tirando indietro il dispositivo (vedere lo schema 2).

Il dispositivo può essere portato tutti i giorni per ottenere un'efficacia ottimale.

- MANUTENZIONE:**
- Lavare dopo l'uso in lavatrice a 30°C o a mano (senza sfregare).
 - Gettare e sostituire il dispositivo in presenza di fessurazioni nel gel o usura del tessuto o delle cuciture.
 - Lasciare asciugare naturalmente. Non stirare.

COMPOSIZIONE: 52% silicone, 48% poliammide/elastano.

In caso di dolore o di qualsiasi altra reazione anomala, contattare il medico. Il tendine di silicone a contatto con la pelle può causare irritazioni meccaniche, ad es. vesciche (< 0,1%). Eventuali incidenti gravi attinenti al prodotto devono essere segnalati al produttore e alle autorità sanitarie competenti.

MILLET Innovation non potrà essere ritenuta responsabile in caso di utilizzo non conforme alle raccomandazioni del fabbricante. Il francese è la lingua di riferimento. Marcatura CE originale: 2014.

- Lavabile in lavatrice a 30°C.
- Non stirare e non trattare con vapore.
- Non sottoporre a candeggio.
- Non lavare a secco.
- Vedere la confezione.

PORTUGUÊS

epitact^{SPORT}

ÓRTESE HALLUX VALGUS EPITHELIUMFLEX® 02

INDICAÇÕES:
A órtese flexível para joanetas permite endireitar o dedo grande do pé, limitar a pronação e deste modo otimizar o impulso. O seu tendão externo EPITHELIUMFLEX® permite também a absorção das pressões e dos atritos sobre a exostose ("joanete"). Por último, a cinta metatarsiana de compressão ajuda a controlar o esmagamento e o desenvolvimento do ante pé.

- CONTRAINDICAÇÕES:**
- Falta de mobilidade do dedo grande do pé.
 - Não utilizar sobre uma lesão cutânea.
 - No caso de pessoas que sofrem de arterite, de diabetes, de polinevrite, de neuropatia dos membros inferiores ou de úlceras varicosas: nunca utilizar o produto sobre uma ferida ou úlcera. Vigiar o pé durante a utilização e aconselhar-se com o seu médico ou com o seu podologista.

- MEDIDAS DE PRECAUÇÃO:**
- Lavar antes da 1ª utilização.
 - Primeiramente, verificar se o dedo grande do pé ainda se move para os lados com a ajuda da mão. Se não for o caso, não utilizar este dispositivo.
 - Não utilizar o produto durante a noite.
 - A órtese pode ser usada tanto no pé direito como no pé esquerdo.

- COLOCAÇÃO:**
- Passar o ante pé através da cinta.
 - De seguida, cobrir o dedo grande do pé.
 - Colocar a patilha que se encontra no Epithelium™ (a) atrás do joanete (b). (Ver figura 1).

- AJUSTE:**
- Aquando da primeira utilização, não tentar endireitar totalmente o dedo grande do pé.
 - Durante as 10 primeiras utilizações, endireitar progressivamente o dedo grande do pé puxando o dispositivo para trás. (Ver figura 2).

O dispositivo pode ser usado diariamente para obter a máxima eficácia.

- MANUTENÇÃO:**
- Lavar após a utilização na máquina de lavar a 30°C ou lavar à mão (sem esfregar).
 - Descarte e substitua o dispositivo, caso apareçam fissuras no gel ou no tecido, ou danos nas costuras.
 - Deixar secar naturalmente. Não passar a ferro.

COMPOSIÇÃO: 52% silicone, 48% tecido em poliâmido/elastano.

Em caso de dor ou qualquer outra reação fora do normal, consulte o seu médico. O tendão de silicone em contacto com a pele, pode causar irritações mecânicas, como bolhas (< 0,1%). Quaisquer incidentes graves envolvendo o dispositivo, devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente.

A empresa MILLET Innovation não poderá ser responsabilizada em caso de uso não conforme com as recomendações do fabricante. O idioma de referência é o francês. Marcação CE inicial: 2014.

- Lavável à máquina a 30°C.
- Não passar a ferro.
- Não usar lixívia.
- Não lavar na máquina.
- Ver embalagem.

NEDERLANDS

epitact^{SPORT}

ORTHÈSE HALLUX VALGUS EPITHELIUMFLEX® 02

INDICATIE:
Dankzij de soepele orthese voor hallux valgus kan de grote teen anders wordt gericht, de pronatie wordt beperkt en de voortbeweging wordt geoptimaliseerd. De externe EPITHELIUMFLEX® ondersteuning zorgt er ook voor dat de druk op en de wrijving tegen de exostose («knobbels») worden geabsorbeerd. Ten slotte beperkt de compressieband voor de middenvoet het platter en breder worden van de voorvoet.

- CONTRA-INDICATIES:**
- Niet beweegbare grote teen.
 - Niet gebruiken op een huidletsel.
 - Voor personen die aan arteritis, diabetes, polyneuropathie, neuropathie van de onderste ledematen of open been lijden: gebruik het product nooit op een wond of een diabetische voetwond, houd de voet in het oog tijdens het gebruik en vraag uw arts of podoloog om advies.

- VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK:**
- Wassen vóór 1ste gebruik.
 - Ga eerst na of de grote teen nog zijwaarts kan worden bewogen. Is dat niet het geval, gebruik dit hulpmiddel dan niet.
 - Gebruik dit product niet 's nachts.
 - De orthese kan zowel aan de rechter- als aan de linkervoet worden gedragen.

- AANBRENGEN:**
- Stop de voorvoet in de compressieband.
 - Stop vervolgens de grote teen in de daartoe voorziene plaats.
 - Plaats het Epithelium™ kussentje (a) achter de knobbel (b). (Zie schema 1).

- REGLING:**
- Probeer bij het eerste gebruik de grote teen niet meteen volledig anders te richten.
 - Richt tijdens de eerste 10 keer dat u het hulpmiddel gebruikt, de grote teen geleidelijk aan anders door het hulpmiddel naar achter te trekken. (Zie schema 2).

Het hulpmiddel kan dagelijks worden gedragen voor een optimale efficiëntie.

- ONDERHOUD:**
- Waszen na gebruik bij 30°C of met de hand wassen (niet schrobben).
 - Vervang het product zodra er scheurtjes in de gel verschijnen, of het textiel of de naden slijtage vertonen.
 - Laat vanzelf drogen. Niet strijken.

SAMENSTELLING: 52% silicone, 48% polyamide/elasthaan.

Bij pijn of andere ongebruikelijke reacties, neem contact op met uw arts. De knie-schijf kan door wrijving met de huid irritatie of blaren veroorzaken (<0,1%). Elk ernstig incident dat verband houdt met het product moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde gezondheidsautoriteit.

MILLET Innovation is niet aansprakelijk bij gebruik dat afwijkt van de aanbevelingen van de fabrikant. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2014.

- Wasbaar in de machine op 30°C.
- Niet strijken, geen stoom.
- Niet bleken.
- Niet chemisch reinigen.
- Zie verpakking.

ESPAÑOL

epitact^{SPORT}

ORTESIS HALLUX VALGUS EPITHELIUMFLEX® 02

USO INDICADO:
La ortesis flexible para el hallux valgus (juanete) permite corregir el eje del dedo gordo del pie, limitar la pronación y así optimizar la propulsión. Su tendón externo EPITHELIUMFLEX® permite así absorber las presiones y roces sobre la exostosis ("juanete"). Además, su brazaleta metatarsiana de compresión contribuye a limitar el aplastamiento y ensanchamiento de la parte anterior del pie.

- CONTRAINDICACIONES:**
- Dedo gordo del pie sin movilidad.
 - No lieve sobre una lesión cutánea.
 - En caso de personas que sufran arteritis, diabetes, polineuropatía, neuropatía de los miembros inferiores o úlceras varicosas: no utilice nunca el producto sobre una herida ni una lesión perforante, vigile el pie durante el uso y consulte a su médico o a su podólogo.

- PRECAUCIONES DE USO:**
- Lavar antes del primer uso.
 - Antes de nada, compruebe que el dedo gordo del pie todavía puede moverse lateralmente cuando es manipulado. En caso contrario, no utilice este dispositivo.
 - No utilice este producto mientras duerme.
 - La ortesis se puede llevar tanto en el pie izquierdo como en el derecho.

- COLOCACIÓN:**
- Introduzca la parte anterior del pie en el brazaleta.
 - Encapuche el dedo gordo del pie.
 - Coloque la pieza de Epithelium™ (a) detrás del juanete (b). (Ver ilustración 1).

- AJUSTE:**
- La primera vez que se usa, no intente corregir completamente el eje del dedo gordo del pie.
 - A lo largo de los 10 primeros usos, corrija el eje de forma progresiva tirando del dispositivo hacia atrás. (Ver ilustración 2).

El dispositivo se puede llevar en el día a día para lograr la máxima eficacia.

- MANTENIMIENTO:**
- Lavar después de usar en la lavadora a 30°C o a mano (sin frotar).
 - Deseché y reemplace el dispositivo en cuanto aparezcan grietas en el gel o se note la degradación del tejido o de las costuras.
 - Dejar secar naturalmente. No planchar.

COMPOSICIÓN: 52% de silicona, 48% de tejido de poliámid/a/elastano.

En caso de dolor o cualquier otra reacción inusual, consulte a su médico. El tendón de silicona en contacto con la piel puede causar irritación mecánica, como ampollas (< 0,1%). Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad sanitaria competente.

MILLET Innovation no será responsable en caso de uso no conforme a las recomendaciones del fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2014.

- Lavable a máquina a 30°C.
- No planchar, ni siquiera a vapor.
- No usar lejía.
- No secar en secadora.
- Ver embalaje.